

ELGA超純水装置 台数限定 サマーキャンペーン



2024年7月16日から
(無くなり次第終了)

水道直結型 超純水装置

コンパクトなボディで、最高グレードの性能

flex3

RO水

超純水

本体 通常価格(税抜)

~~¥1,500,000~~

特別価格(税抜)

¥798,000

(※納入設置費・出張交通費は別途必要となります)

10台限定

採水スピード：1滴～2ℓ/分

超純水水質：18.2MΩ・cm

TOC：5ppb以下

リアルタイムTOCモニター

【キャンペーン内容】

- 1) 超純水装置 flex 3
- 2) 前処理据付キット
- 3) 漏水センサー (給水遮断型)
- 4) 水道接続用品

- ・水道につなぐだけで超純水が採水可能
- ・1日20ℓ程度の超純水ユーザー向け
- ・容量7ℓのタンク内蔵
- ・タンク内の水も定期的に循環させ水質を維持
- ・リアルタイムTOCモニタリング
- ・B4サイズで省スペース
- ・操作も簡単

ランニングコスト (年間)

1日5ℓ使用の場合

¥212,000

1日10ℓ使用の場合

¥241,000

防水性能 IPX7

採水ボタン

ピペット感覚で自在に操作できます。
採水のオン/オフ、滴下も簡単。

大型ディスプレイ

タンク貯水量、採水水質、採水量が
一目で確認できます。

採水量設定機能

50mℓ～最大7ℓの設定ができます。



消耗品の交換が簡単に

2～3年交換が不要なROカートリッジを除き、
ほとんど全ての消耗品は装置の前扉を開くだけ
で交換可能です。

特に、頻度の高い超純水カートリッジはワン
タッチ操作で交換が可能です。



仕様

採水スピード	滴下～2ℓ/分
超純水 比抵抗	18.2MΩ・cm
水質 TOC	5ppb以下
本体サイズ	幅236×奥行470×高さ900～1020mm
本体重量	23kg
電源	100-240V 50/60Hz 1.0A
供給水 ¹⁾	水道水

1) 供給水条件の詳細についてはお問い合わせください



前処理据付キット付


漏水センサー付

さらに

プラス¥20,000で
フットスイッチを追加

プラス¥50,000で
漏水センサーシステム
(電源・給水遮断型)に変更可能

PURELAB flex 3 フロー図



おすすめ機種もご紹介

※装置の購入には納入設置費・出張交通費が別途必要となります。

1日10ℓまでの超純水ユーザー向け

水道直結型 超純水装置

Quest2 (RO/DI/UV)

ランニングコスト (年間)

1日5ℓ使用の場合

¥175,500

1日10ℓ使用の場合

¥201,000

RO水

純水

超純水

通常価格 (税抜)

¥800,000

水道につなぐだけで超純水が採水可能
超純水をリーズナブルに使いたい方に

採水スピード：1.2ℓ/分

超純水水質：18.2MΩ・cm

TOC：5ppb以下 ※表示機能なし

内蔵タンク容量：7ℓ

- ・B4サイズに設置可能
- ・低ランニングコスト
- ・操作も簡単



操作性を追求した高性能 超純水装置

卓上型超純水装置

flex UV

ランニングコスト (年間)

1日10ℓ使用の場合

¥76,500

1日20ℓ使用の場合

¥100,500

超純水

通常価格 (税抜)

¥1,465,000

純水装置や純水タンクに接続して使用
スマートなボディでコンパクト設計

採水スピード：1滴～2ℓ/分

超純水水質：18.2MΩ・cm

TOC：5ppb以下

リアルタイムTOCモニター

- ・1日50ℓまでのユーザー向け
- ・A4サイズで省スペース
- ・ピペット感覚のディスペンサー



1日100ℓまでの超純水ユーザー向け

水道直結型 超純水装置

Chorus1 Complete 10

純水

超純水

通常価格 (税抜)

¥1,518,000

ランニングコスト (年間)

1日20ℓ使用の場合

¥266,000

1日50ℓ使用の場合

¥384,500

超純水使用のラボならこれ1台でOK
使用量の増加にも対応可

採水スピード：1.5ℓ/分

RO水製造量：13ℓ/時

TOC：10ppb以下

タンク容量：15～100ℓ

- ・タンク水の循環で純度保持
- ・ディスペンサー接続可

【システム構成内容】

超純水装置 Chorus 1 Complete 10
30ℓタンク



ラボ用純水装置のスタンダードシステム

高純度水装置

Chorus2+ (RO/DI/UV) 10

純水

通常価格 (税抜)

¥1,348,000

ランニングコスト (年間)

1日20ℓ使用の場合

¥179,000

1日50ℓ使用の場合

¥216,500

1日の使用量目安：～100ℓ
超純水装置の前処理にも

採水スピード：1.5ℓ/分

RO水製造量：13ℓ/時

タンク容量：15～100ℓ

- ・JIS K0557 A4 準拠
- ・低ランニングコスト
- ・ディスペンサー接続可

【システム構成内容】

純水装置 Chorus2+ (RO/DI/UV) 10
30ℓタンク



●製品の価格及びデザイン・仕様等は改良の為変更される場合がございます

●製品はすべて試験研究用です

●表示価格には消費税は含まれておりません



株式会社 **バイオメディカルサイエンス**
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町530
TEL 03-6205-5310 FAX 03-6205-5311
<https://www.bmsci.com>
お問い合わせ ☑ info@bmsci.com

エルガ製品
総合カタログは
こちらから

